



بنام یزدان

تعداد صفحات: ۴	PML.FR.DC.....6	شماره فرم: آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک
زمان بازنگری: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	معتبر از تاریخ: پارسه
	پذیرش و جوابدهی و مراکز	Parseh Pathobiology Lab. محدوده تهریز.

شرح کلی: برگه اطلاعات شرایط نمونه برای تستهای تخصصی

ردیف	نام تست	نوع نمونه	توضیحات
۱	ACTH	پلاسمای EDTA	بر روی لوله حتما پلاسما بودن و نوع ضد انعقاد قید گردد نمونه سریعا جدا شده و در درمای یخچال نگهداری گردد جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۲	Pr C, Pr S – D Dimer – Lupus Anti Coagulant – Fibrinogen - FDP – Anti Thrombin III, Activated Protein C Resistant (APCR) و اندازه گیری هر یک از فاکتورهای انعقادی بغیر از کلسیم	پلاسمای سیتراته به نسبت ۱ به ۹	بر روی لوله حتما پلاسما بودن و نوع ضد انعقاد قید گردد ضمنا برای هر یک از تستها باید حداقل ۰.۵ cc پلاسما ارسال گردد جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۳	VMA, Microalbumin , Urinary Citrate, Urinary Oxalate, Urinary Free Cortisol (UFC),	10cc ادرار ۲۴ ساعته	جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شده و حتما حجم ادرار ۲۴ ساعته قید گردد
۴	کروماتوگرافی اسیدهای آمینه ادرار	10cc ادرار اول صبح	جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۵	کروماتوگرافی اسیدهای آمینه خون اعم از کمی یا کیفی (این آزمایشگاه فقط روش کمی را قبول می نماید)	پلاسمای EDTA	جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۶	کروماتوگرافی قندهای ادرار	10cc ادرار اول صبح	جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۷	تستهای مولکولی بدخیمی و ترومبوفیلی نظیر Fact II, Fac V leiden, MTHFR, Jac II, BCR abl	خون کامل EDTA	حداقل 2cc و جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۸	تستهای مولکولی کمی و کیفی نظیر HBV, HCV, HIV, CMV, HCV Genotyping ...	پلاسمای EDTA	بر روی لوله حتما پلاسما بودن و نوع ضد انعقاد قید گردد جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۹	تست مولکولی HPV Detection , HPV Genotyping	سوپ ترشحات واژینال داخل سرم فیزیولوژی استریل	جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۱۰	آمونیاک ، لاکتات	پلاسمای هپارینه یا EDTA	بر روی لوله حتما پلاسما بودن و نوع ضد انعقاد قید گردد جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود بیمار قبل از نمونه گیری استحمام کرده باشد و در مجاورت بیمار سیگار مصرف نگردد
۱۱	دابل مارکر شامل free Beta hcG, PAPP-A	2cc سرم + سونوگرافی جدید + برگه پر شده اطلاعات	سن بارداری بیمار باید در روز نمونه گیری بین 11w+0d تا 13w+6d باشد
۱۲	تریبل مارکر شامل uE3, Beta hcG, AFP و کواد مارکر شامل uE3, Beta hcG, AFP, Inhibin-A	2cc سرم + سونوگرافی جدید + برگه پر شده اطلاعات	سن بارداری بیمار باید در روز نمونه گیری بین 14w+0d تا 22w+6d باشد جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۱۳	انواع اتوآنتی بادیها و آنتی بادیهای تستهای عفونی	2cc سرم	جهت جلوگیری از نشست نمونه در لوله درب دار ارسال شود

تهران - پایین تر از فلکه دوم صادقیه - خیابان جناح - نبش خیابان عابدزاده - ساختمان پزشکان پارسه - طبقات اول تا چهارم

تلفکس: ۴۴۲۸۷۶۳۲ - ۵

WWW.ParsehLab.com info@ParsehLab.com



بنام یزدان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک شماره فرم: PML.FR.DC.....6

تعداد صفحات: ۴

زمان بازنگری: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱

معتبر از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

پذیرش و جوابدهی و مراکز

پارسه

Parseh Pathobiology Lab. محدوده تریپ

شرح کلی: برگه اطلاعات شرایط نمونه برای تستهای تخصصی

۱۴	تستهای HLA مانند B5, B8, B27, B51, B52	5cc خون کامل EDTA یا 10cc خون دفیبرینه شده فاقد لخته و فاقد همولیز شدید	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۱۵	HLA-DR PCR HLA Typing Class A, B, C & DR	5cc خون کامل EDTA	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۱۶	مس خون و منیزیم	2cc سرم	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۱۷	آزمایشات مواد مخدر بر روی نمونه خون شامل: شیشه (Amphetamine, Metamphetamine) و Crack, Morphine, Codein, Cannabis, (Crystal)	هر کدام 5cc خون لخته بدون جدا شدن سرم	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود برای تست Cannabis یا حشیش خون بروش کیفی علاوه بر نمونه خون ۵۰ سی سی نمونه ادرار نیز لازم است
۱۸	تست مولکولی تشخیص جنسیت جنین PGTMB	2cc خون کامل EDTA + سونوگرافی جدید + فرم پر شده اطلاعات	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود سن بارداری بیمار باید در روز نمونه گیری حداقل 8w+0d باشد
۱۹	High resolution Karyotype	5cc خون کامل هپارینه	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۲۰	Warfarin Mutation Test	5cc خون کامل EDTA + دوز مصرفی وارفارین + سن + قد و وزن بیمار	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۲۱	Actim PROM, Actim Partus	سوپا ترشحات واژینال از گردن رحم و فوندوس داخل سرم فیزیولوژی استریل	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۲۲	تجسس آنتی ژنهای مدفوع به روش سرولوژی مثل Calprotectin و Clostridium و H. pylori	نمونه مدفوع	جهت جلوگیری از نشت نمونه در ظرف مدفوع درب دار به همراه پارافیلیم پیچ شدن و داخل کیسه فریزر ارسال شود
۲۳	تستهای ایمونوکولوس شامل ELI-Viscero – ELI- Pedia- ELI-Dia- ELI P-complex	2cc سرم ناشتا با رعایت سایر شرایط (عدم مصرف آنتی بیوتیک – عدم تزریق واکسن و نداشتن جراحی طی یک	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود

تهران - پایین تر از فلکه دوم صادقیه - خیابان جناح - نبش خیابان عابدزاده - ساختمان پزشکان پارسه - طبقات اول تا چهارم

تلفکس: ۴۴۲۸۷۶۳۲ - ۵

WWW.ParsehLab.com info@ParsehLab.com



بنام یزدان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک شماره فرم: PML.FR.DC.....6

تعداد صفحات:	۴
زمان بازنگری:	۱۳۹۴/۰۳/۰۱

معتبر از تاریخ:	۱۳۹۳/۰۳/۰۱
پذیرش و جوابدهی و مراکز	

پارسه

Parseh Pathobiology Lab. محدوده ترخیص.

شرح کلی: برگه اطلاعات شرایط نمونه برای تستهای تخصصی

ماه گذشته)			
دستورالعمل نحوه تهیه نمونه قبلا از ما اخذ شود و به هیچ وجه فیلتر پیبرها داخل کیسه های پلاستیکی گذاشته نشوند و بطور جداگانه داخل پاکتهای کاغذی گذاشته شوند	قطره های خون خشک بر روی فیلتر پیبر مخصوص که از قبل از ما تهیه شده باشد	تستهای غربالگری بیماریهای متابولیک نوزادان	۲۴
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود حتما جواب CA 125 ضمیمه باشد یا درخواست گردد	2cc سرم	Human Epididymis Protein 4 (HE4) به همراه محاسبه فاکتور ROMA	۲۵
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc سرم	Squamous Cell Carcinoma Ag. (SCCA)	۲۶
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc سرم	Placental Growth Factor (PLGF)	۲۷
حداقل 2cc و جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	خون کامل EDTA	Tacrolimus	۲۸
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc سرم	Anti Mutated Citrulinated Vimentin (Anti MCV)	۲۹
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc سرم	Anti Mullerian Hormone (AMH)	۳۰
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc سرم	Cystatin C	۳۱
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار و داخل فویل ارسال شود	2cc سرم	Vit. E	۳۲
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc خون کامل هپارینه یا EDTA	پیرووات	۳۳
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود همان روز نمونه گیری ارسال شود	2cc خون کامل EDTA	NBT	۳۴
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود همان روز نمونه گیری با رعایت زنجیره سرد ارسال شود	۲ CC سرم	CH50	۳۵
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود همان روز نمونه گیری با رعایت زنجیره سرد ارسال شود	۱۰ cc خون کامل لخته	کرایوگلوبولین	۳۶
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc خون کامل EDTA	سیکلو سپورین (ساندیمون)	۳۷
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc خون کامل EDTA	Pb , Hg,	۳۸
داخل محیط ترانسپورت مخصوصی که قبلا از ما تهیه کرده اید ارسال گردد	سوپا ترشحات واژینال	مایکوپلازما و اروآپلازما واژینال	۳۹
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc خون کامل EDTA	Hb. A1c & Hb. Electrophoresis	۴۰
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	۲ CC سرم	آلدولاز و لیپاز و لیتیموم	۴۱

تهران - پایین تر از فلکه دوم صادقیه - خیابان جناح - نبش خیابان عابدزاده - ساختمان پزشکان پارسه - طبقات اول تا چهارم

تلفکس: ۴۴۲۸۷۶۳۲ - ۵

WWW.ParsehLab.com info@ParsehLab.com



بنام یزدان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک شماره فرم: PML.FR.DC.....6

تعداد صفحات: ۴

زمان بازنگری: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱

معتبر از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

پذیرش و جوابدهی و مراکز

پارسه

Parseh Pathobiology Lab. محدوده تهرینی.

شرح کلی: برگه اطلاعات شرایط نمونه برای تستهای تخصصی

جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	2cc خون کامل EDTA و ۲ cc سرم بیمار	HAMMS test	۴۲
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	۲ cc سرم	Ab. Screen	۴۳
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود گروه خون بیمار ذکر گردد	۲ cc سرم	Iso hemagglutinin titer	۴۴
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود بصورت فریز منتقل گردد	2 cc محلول رویی مایع منی	Anti Sperm Ab.	۴۵
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود حتما Ige توتال لازم است چنانچه خودتان انجام می دهید مقدارش را اعلام و در غیر این صورت در این مرکز انجام و هزینه آن اخذ خواهد شد حتما فرم پرسشنامه مخصوص آلرژی توسط بیمار پر و ارسال گردد	4 cc سرم	سنجش Ige اختصاصی بر علیه آلرژنها RAST	۴۶
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود حتما در مورد قیمت آن با پارسه تماس بگیرید	۲ سی سی سرم	ایمونوفیکساسیون و ایمونوالکتروفورز سرم	۴۷
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود حجم ادرار ۲۴ ساعته اندازه گیری و قید گردد. حتما در مورد قیمت آن با پارسه تماس بگیرید	۱۵ سی سی ادرار ۲۴ ساعته فاقد ماده نگهدارنده که در طی جمع آوری در یخچال نگه داشته شده باشد	ایمونوفیکساسیون و ایمونوالکتروفورز ادرار	۴۸
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود نیاز به تکمیل فرم مخصوص می باشد حتما در مورد قیمت آن با پارسه تماس بگیرید	۲ سی سی خون کامل EDTA از هر یک از فرزندان و نیز از والد مورد نظر	تست رد ابوت Paternity	۴۹
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود نیاز به تکمیل فرم مخصوص می باشد	۲ سی سی سرم + فرم مخصوص تکمیل شود	Galactomannan	۵۰
جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود	سه ویال خون کامل هپارینه هر کدام حداقل ۳ سی سی	TB-IGRA or Quantiferon	۵۱

تهران - پایین تر از فلکه دوم صادقیه - خیابان جناح - نبش خیابان عابدزاده - ساختمان پزشکان پارسه - طبقات اول تا چهارم

تلفکس: ۴۴۲۸۷۶۳۲ - ۵

WWW.ParsehLab.com info@ParsehLab.com



بنام یزدان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک شماره فرم: PML.FR.DC.....6

تعداد صفحات: ۴

زمان بازنگری: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱

معتبر از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

پذیرش و جوابدهی و مراکز

پارسه

Parseh Pathobiology Lab. محدوده تهرینی.

شرح کلی: برگه اطلاعات شرایط نمونه برای تستهای تخصصی

۵۲	کاربوتایپ خون	۱۰ سی سی خون هیارینه	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود
۵۳	کاربوتایپ آمیوستنتز و QF-PCR	دو سرنگ ۱۰ سی سی جمعا ۲۰ سی سی مایع آمنیون	جهت جلوگیری از نشت نمونه سر سوزن خم شود فرم مخصوص حتما پر شود
۵۴	تستهای ژنتیک مولکولی مانند ناشنوایی - تالاسمی - دوشن - بکر و	دو ویال هر یک ۲ سی سی سی خون کامل EDTA	جهت جلوگیری از نشت نمونه در لوله درب دار ارسال شود فرم مخصوص حتما پر شود
۵۵			
۵۶	سایر تستهای قید نشده	عمدتا بر روی نمونه سرم	در صورت ابهام و شک قبل از نمونه گیری از ما استعلام شود

تهران - پایین تر از فلکه دوم صادقیه - خیابان جناح - نبش خیابان عابدزاده - ساختمان پزشکان پارسه - طبقات اول تا چهارم

تلفکس: ۵ - ۴۴۲۸۷۶۳۲

WWW.ParsehLab.com info@ParsehLab.com